

# Appareil D'amincissement Corporel Emslim Pour La Construction Musculaire Et L'esthétique

Numéro d'article: BL-610



## Introduction

L'appareil d'amincissement corporel professionnel EMSlim avec technologie HIEMT permet la construction musculaire non invasive et la réduction de graisse. Les deux manipulateurs délivrent 30 000 contractions musculaires par séance, pour tonifier et sculpter le corps rapidement. Sécurisé, indolore, il est idéal pour les cliniques et les salons de beauté haut de gamme.

[En savoir plus](#)

Application	Description	Avantage clé
Remodelage abdominal	Cible le muscle droit de l'abdomen et les obliques pour sculpter une « ligne de ceinture » définie ou une apparence de tablettes de chocolat.	Définition musculaire non invasive sans exercice intensif ; résultats visibles après 4 séances.
Lifting et augmentation des fessiers	Se concentre sur le grand et le moyen fessier pour lifter et raffermir les fesses, créant un contour en forme de pêche.	Obtient un lifting et un volume notables sans chirurgie ni injectables.
Tonification et renforcement des bras	Raffermit les biceps et les triceps pour lutter contre le relâchement, résultant en des bras plus sculptés et plus jeunes.	Alternative rapide et indolore pour les clients qui trouvent les exercices ciblés pour les bras difficiles.
Remodelage et raffermissement des cuisses	Sculpte les quadriceps, les ischio-jambiers et les cuisses internes, réduisant le tour de taille et améliorant la forme des jambes.	Combine efficacement réduction de graisse et tonification musculaire pour des jambes affinées.
Récupération de la ceinture abdominale post-partum	Aide spécifiquement à refermer le diastasis recti en renforçant les muscles abdominaux profonds, favorisant la récupération postnatale.	Méthode sûre et non invasive pour restaurer l'intégrité de la ceinture abdominale et réduire le tour de taille.
Définition pectorale (hommes)	Développe les muscles pectoraux pour une apparence thoracique plus forte et plus définie, attrayante pour la clientèle masculine.	Augmente la densité musculaire dans une zone difficile à cibler sans entraînement à la charge lourde.
Entretien musculaire général	Pour les clients incapables de s'exercer régulièrement (en raison du temps, d'une blessure ou de l'âge), il maintient la masse musculaire et le taux métabolique.	Prévient l'atrophie musculaire et accompagne la gestion du poids à long terme.
Remodelage rapide avant événement	Remodelage rapide pour des occasions spéciales, apportant un raffermissement et une tonification visibles en deux semaines.	Offre des résultats qui renforcent la confiance sans temps de récupération.

Paramètre	Spécification
Modèle	BL-610
Technologie	HIEMT (Entraînement musculaire électromagnétique à haute intensité)
Intensité de vibration magnétique	7 Tesla
Profondeur de pénétration effective	8 cm
Tension d'entrée	AC 110V-230V
Puissance de sortie	300W - 5000W
Fréquence de sortie	3 - 200 Hz
Fusible	20A

Paramètre	Spécification
Dimensions de l'unité principale	46 x 60 x 105 cm
Dimensions du boîtier de transport aérien	56 x 66 x 116 cm
Poids	Environ 78 kg
Configuration des manipulateurs	Double manipulateurs, réglables indépendamment
Durée de la séance	30 minutes
Contractions maximales par séance	30 000
Certifications	FDA, CE