

Machine Laser Co2 Fractionné Pour Le Traitement De La Peau

Numéro d'article: BL-306



Introduction

Machine laser fractionné CO2 pour le rajeunissement de la peau, l'élimination des cicatrices et les traitements gynécologiques. Précision bimode avec réglages personnalisables. En savoir plus !

[En savoir plus](#)

Paramètres	Spécification
Longueur d'onde	10,6 μm , laser à infrarouge lointain
Puissance	40W (ou 60W)
Modes de sortie	continu, superpulsé, fractionné
Refroidissement	refroidissement par air

Paramètres	Spécification
Graphiques de numérisation	7, carré, rectangle, rond ou personnalisé
État de fonctionnement	Mode hyperimpulsion
Intervalle d'impulsion	1ms-5000ms, pas de 1ms
Diamètre de la tache focale	$\leq 0.2\text{mm}$
Largeur d'impulsion	0,1ms-10ms, pas de 0,1ms
Modes de fonctionnement	charge continue, superpulsée, intermittente
Intervalle entre les points	0,1 mm-2,6 mm, chaque pas 0,1 mm
Mode de balayage	Émission désordonnée, avec un côté comme base émettant dans l'ordre, émettant à une distance maximale

Paramètres	Spécification
Dispositifs laser	Dispositif laser scellé stimulé par courant continu
Condenseur de mise au point	f=100mm