

# Système Hifu 7D Professionnel Pour Le Visage Et Le Vagin Pour Les Traitements En Clinique Hifu

Numéro d'article: BL-512



## Introduction

Système HIFU 7D polyvalent conçu pour les cliniques HIFU professionnelles, offrant des traitements du visage et vaginaux, de la sculpture corporelle et du raffermissment de la peau. Caractéristiques : ultrasons focalisés micro et macro, 9 cartouches interchangeables avec jusqu'à 20 000 tirs chacune, et un grand écran tactile intuitif.

[En savoir plus](#)

Application	Description	Avantage clé
Lifting et Contourage Facial	Traitement du visage entier utilisant des cartouches de 1,5-4,5 mm pour lifter les joues affaissées, définir la mâchoire et adoucir les plis nasogéniens.	Lifting facial non chirurgical avec un raffermissment visible en une séance, s'améliorant sur 2 à 3 mois.
Rajeunissement Péri-orbitaire	La cartouche brevetée de 2,0 mm cible les pattes d'oie, les poches sous les yeux et la ptose sourcilière, délivrant une énergie en toute sécurité autour du rebord orbital.	Réduit les ridules et lifte la zone des yeux sans dommage thermique aux structures oculaires.
Revitalisation du Cou et du Décolleté	Les sondes de 1,5 mm et 3,0 mm traitent les lignes horizontales du cou et la peau fripée de la poitrine, une zone courante de vieillissement précoce.	Lisse la texture et restaure la fermeté, souvent en une seule passe.
Réduction du Double Menton et de la Graisse Sous-mentale	Les cartouches de 4,5 mm et 6 mm concentrent l'énergie sur la graisse supratyrmale, perturbant les adipocytes et raffermissant la peau sus-jacente.	Contoure le profil du menton et du cou sans injections de lipolyse ou chirurgie.
Contourage Corporel et Réduction Circonférentielle	Les sondes de 9 mm et 13 mm ciblent la graisse tenace sur l'abdomen, les flancs et les cuisses, réduisant la circonférence et améliorant le relâchement cutané.	Destruction non invasive des cellules graisseuses avec un amincissement progressif sur 3 à 12 mois.
Lissage de la Cellulite	Les cartouches profondes traitent les septa fibreux et les globules graisseux responsables du capitonnage « peau d'orange » sur les cuisses et les fesses.	Améliore visiblement l'uniformité et la texture de la surface de la peau, renforçant la confiance du patient.
Rajeunissement et Raffermissment Vaginal	Les sondes vaginales de 3,0 mm et 4,5 mm contractent les couches muqueuse et musculaire, traitant le relâchement souvent dû à l'accouchement ou au vieillissement.	Améliore la fonction sexuelle, augmente la lubrification naturelle et réduit les symptômes d'incontinence urinaire par effort.
Rétraction Cutanée Post-Chirurgicale	Après une liposuction ou une abdominoplastie, le HIFU accélère le rétrécissement de la peau et le remodelage du collagène, améliorant la régularité du contour.	Accélère la récupération et réduit les irrégularités de surface, optimisant les résultats chirurgicaux.

Paramètre	Valeur
Modèle	BL-512
Technologie	MMFU (Micro & Macro Focused Ultrasound)
Fonctions	Raffermissment de la peau, élimination des rides, contourage corporel, raffermissment vaginal
Tension	110-240V, 50/60Hz
Zones de traitement	Visage entier, bas du visage, décolleté, abdomen, bras, cuisses, fesses, zone vaginale
Tirs HIFU par cartouche	20 000
Cartouches incluses	Visage/Corps : 1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm, 4,5 mm, 6 mm, 9,0 mm, 13 mm ; Vaginal : 3,0 mm, 4,5 mm

Paramètre	Valeur
Espacement des points	5,0-25 mm
Sortie d'énergie	0,1-3,0 J
Affichage	Écran tactile 10,4 pouces
Poids brut	18,0 kg
Taille du colis	54 x 46 x 46 cm
Garantie	2 Ans